



SQSamples 样品管理系统






SQSamples 样品管理系统


信息输入

- 1, 支持和Excel进行交互输入;
- 2, 智能输入方便输入已知信息;
- 3, 字典的应用使输入更快捷。




图形模式

- 1, 图形化、向导方式生成容器结构, 直观方便;
- 2, 图形化显示容器结构, 样品查找更方便;
- 3, 可选择图形中的样品管输入样品信息、打印条码, 样品管理更简单。



条码支持

- 1, 支持使用条码打印机进行一维、二维条码打印;
- 2, 条码纸张支持-86、-150度冰箱以及在液氮中使用;
- 3, 支持Thermo Fisher的2D设备VisionMate快速输入样品信息。







SQSamples 样品管理系统

温度报警


温度监控报警内容

- 1, 通讯故障;
- 2, 温度超过限制 (容器中设置范围);
- 3, 温度低于限制;
- 4, 样品将要过期。



网站发布

- 1, 可选择Rack、Box, 发布指定范围的样品信息到网站上;
- 2, 可选择字段发布, 将可以公开的字段信息发布到网站上;
- 3, 自动发布, 设置好发布信息后, 不需要人工操作可实现自动发布。



技术参数

ID	名称	最大容量
1	冰箱或液氮罐总数	1023
2	RACK,BOX行列数	26
4	全部样品管 (SQLServer 数据库收费)	5000万
5	全部样品管 (MSDE 数据库免费)	141万
6	每冰箱 (容器) 样品管	无单独限制
7	样品记录可扩展字段数量	32
8	扩充字段大小	64
9	系统网络终端数量 (SQLServer 数据库收费)	128但同时将受到数据库软件的使用许可限制
10	系统网络终端数量 (MSDE 数据库免费)	8
11	监控温度监视网络数量	128
12	每个监控网络监控设备数量	128




SQSamples 样品管理系统

设备配置



联系我们

联系人: 张建宏
电话: 1350-183-9729
Email: zjh@siqiao.com
QQ: 249014399
网站: www.sqsamples.com



产品购买

请和 **上海思桥**
当地经销商联系

